


iPad のアプリ 「さくっと One」 インストール

① 「App Store」をタップします。



② 下のアイコンから「検索」をタップします。



- ③ 検索項目に「オペテック」を入力して検索をかけ、「さくっと One」アプリをインストールします。

フィルタ ▾ **Q オプテック** × キャンセル

One.Perio
メディカル
★★★★☆ 4

デベロッパ
株式会社オプテック

One.Interview
メディカル
★☆☆☆☆ 1

POM
メディカル


Cupido
ビジネス

さくっと One
さくっとOne メディカル

口腔情報
患者さんの口腔の状態を入力。
補綴物や異常の箇所をグラフィカルに表示。

Today ゲーム アプリ Arcade 検索

- ④ リモートアプリも入れておきますので「teamviewer」と検索し、「TeamViewer QuickSupport」をインストールします。



- ⑤ TeamViewer の使用準備をしますので設定を開きます。



⑥ 「コントロールセンター」から「画面収録」の左の「+」を押します。



- ⑦ 「含まれているコントロール」内に追加されたのを確認します。(既に追加されている場合もあります)

設定

コントロールセンター

コントロールセンターを開くには画面右上から下にスワイプします。

アプリ使用中のアクセス

アプリ使用中でもコントロールセンターへのアクセスを許可します。無効のときでも、ホーム画面からはコントロールセンターにアクセスできます。

含まれているコントロール

- 消音モード
- タイマー
- メモ
- カメラ
- コードスキャナー
- ボイスメモ
- 画面収録

コントロールを追加

- Apple TV リモコン
- アクセシビリティのショートカット
- アクセスガイド
- アラーム
- キーボードの輝度
- クイックメモ
- サウンド認識
- ストップウォッチ
- ダークモード
- テキストサイズ

⑧ 対応バージョンの確認をしますので「一般」の「情報」をタップします。



⑨ iPadOS バージョンを確認して iOS16.4 以降になっていることを確認します。

The screenshot shows the iPad Settings app. On the left is the '設定' (Settings) menu with options like '通知' (Notifications), 'サウンド' (Sounds), '集中モード' (Focus), 'スクリーンタイム' (Screen Time), '一般' (General), 'コントロールセンター' (Control Center), and '画面表示と明るさ' (Display & Brightness). The '一般' (General) section is selected. On the right is the '情報' (Information) page, which displays the following details:

項目	値
名前	
iPadOSバージョン	iOS16.4
機種名	iPad (第8世代)
モデル番号	MYLC2J/A
シリアル番号	H98FK0TZQ1GF
保証範囲	>
曲	0
ビデオ	0
写真	68
アプリ	12
容量	32 GB
使用可能	15.05 GB
Wi-Fiアドレス	4C:B9:10:CD:D6:10
Bluetooth	4C:B9:10:CB:57:11

⑩ なっていない場合は「一般」の「ソフトウェアアップデート」をタップします。



⑪ iOS を 16.4 以降にアップデートして下さい。

設定

通知
サウンド
集中モード
スクリーンタイム

一般
コントロールセンター
画面表示と明るさ

ソフトウェアアップデート

自動アップデート オン >

iOS16.4
Apple Inc.
1.09 GB

このアップデートでは、黒人歴史月間を記念して黒人の歴史と文化をたたえる新しいユニティの壁紙が導入されます。このリリースには、iPad用のApple Musicやその他の機能の向上、バグ修正、およびセキュリティアップデートも含まれます。

一部の機能は、地域やAppleデバイスによっては使用できません。Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
<https://support.apple.com/ja-jp/HT201222>

詳しい情報...

今すぐアップデート

夜間にアップデート

“夜間にアップデート”を選択すると、このアップデートはiPadがロックされていてバッテリー残量が十分あるときに適用されます。